



LGC Biotecnologia Ltda.

**Rua Pasadena, 235 - Pq. Empresarial San José Cotia
- SP - CEP 06715 - 864 - Fone - Fax: (11) 4614-8070
<https://www.lgcbio.com.br>**

Água Ultrapura - Tipo 1 - obtida por osmose reversa

Código: 13-13103-50: 5.000 mL

Armazenar a temperatura ambiente

**Obtida pelo processo de Osmose Reversa Duplo Passo - Filtrada 0,1 micra volume:
5.000 mL.**

[Acessar mais informações \(+\)](#)

Descrição:

Água ultra-pura, apirogênica, essencialmente isenta de contaminantes dissolvidos ou coloidais iônicos e orgânicos. Este produto é adequado para os protocolos analíticos mais estritos, incluindo os de cromatografia líquida de alta pressão (HPLC). É produzida por tratamento adicional de água ultra pura do tipo 1.

Aplicações:

- Água padrão PW (Purified Water - USP);
- Este produto pode ser utilizado em procedimentos básicos de laboratório, e de biologia molecular, p.e. PCR, seqüenciamento;
- Água com padrão de qualidade elevado para outras aplicações específicas.
- Não se recomenda para uso em humanos, nem protocolos com outros organismos vivos.