



**HEPES**

**Solução 1 Molar**

**Ácido 4-(2-HidroxiEtil)-1-Piperazin**

**EtanolSulfônico**

**Código N°:**

**BR30237-01: 100 mL**

**Armazenamento: 2 – 8°C**

O tampão de HEPES é fornecido como solução líquida na concentração 1,0 M. Pela sua elevada capacidade tamponante, a utilização do HEPES é indicada em

diversas concentrações na suplementação de cultivos celulares.

**Aplicações:**

Reagente para cultivo celular, utilizado como tampão suplementar fornecendo as condições ideais na manutenção de cultura de células *in vitro*.

**Informações sobre proteção especial:**

Sempre que manipular esta solução recomenda-se o uso de equipamentos para proteção dos olhos, luvas e máscaras.

O seu uso é indicado apenas para propósitos de pesquisa e não para uso terapêutico humano.