



## DPBS Modificado Dulbecco's-Tampão Salina Fosfato

Código Nº: BR30264-05  
Apresentação: 500 mL  
Armazenamento: 2 a 8°C

### DESCRIÇÃO:

Tampão Salina Fosfato modificado, com cálcio, com Magnésio, sem bicarbonato de sódio, para

trabalhos com células e tecidos. O tampão é preparado em condições de esterilidade e filtrado em 0,1 micra.

### APLICAÇÃO:

- Cultura *in vitro* de células, como suplemento para fornecer condições ideais na manutenção e lavagem de células.
- Procedimentos de Imunologia,
- Estudo de proteínas.

Composição:	1 Litro 1X (g/L)
Cloreto de Sódio (USP)	8,00
Fosfato de Sódio Dibásico (USP)	1,15
Cloreto de Potássio (USP)	0,20
Fosfato de Potássio Monobásico (USP)	0. 20
Cloreto de Cálcio (USP)	0,10
Cloreto de Magnésio (USP)	0,10

LGC Biotecnologia Ltda.  
Rua Pasadena, 235 – Pq. Empresarial San José  
Cotia – SP / 06715-864 – Fone-Fax: 011 46148070  
[WWW.lgcbio.com.br](http://WWW.lgcbio.com.br)