


**DMSO (DIMETILSULFÓXIDO)**

**Código Nº: 13-0091-01 - 100 mL**

**Armazenamento: 10-30°C**



<b>PRODUTO:</b> DIMETILSULFÓXIDO – ACS – 100 mL		<b>FAB:</b> Abr/2016 <b>VAL:</b> Abr/2020
<b>LOTE:</b> 310.816BB	<b>FÓRMULA:</b> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> SO	<b>PM:</b> 78,13
<b>CAS:</b> 67-68-5	<b>ONU:</b>	

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>RESULTADOS</b>
Teor	Min. 99,7%	99,92%
Aparência	Líquido claro	Líquido claro
Resíduo após evaporação	Max. 0,0005%	<0,0005%
Ácidos tituláveis	Max. 0,001 mEq/g	< 0,001 meq/g
Água por K.F	Max, 0,05%	<0,05%
Cor (apha)	Max. 10	<10

**Condições de armazenamento:** Temperatura ambiente

**OBS:** Laudo técnico transcrito do original.