



Reagente de Bradford (pronto-para-uso)
Para determinação da concentração de proteínas
Código N°: 13-1309-05: 500 mL
Lote: 071.017LN

Reagente para determinação da concentração de proteínas em amostras.

Grau biologia molecular.

Aspecto: Líquido azul claro

TEST	SPECIFICATION	DISPOSITION
Abs.@ Peak A		PASS
Abs.@ Peak A/Abs.@ 595nm	≥ 1.80	PASS
Characteristic Pattern	PASS	PASS
Peak A	463 - 467 nm	PASS
Protease	NONE	PASS

BSA diluições	BSA leituras 1	BSA leituras 2
10	0,534	0,525
20	0,721	0,709
30	0,891	0,867
40	1,024	1,004
50	1,121	1,114
60	1,225	1,203

