

---

## CERTIFICADO DE ANÁLISES

Produto: DMEM-High Glucose  
Código: BR30003-05  
L-Glutamina, Glicose 4,5 g/L e  
Bicarbonato de Sódio (3.7 g/L)

Lote: 150.817TB1

Código: BR11056-05

Data de Produção: 10/Ago/2017  
Data de Validade: 10/Ago/2018

Teste	Especificação	Unidades	Resultados
Aspecto	Líquido claro, avermelhado transparente		Passa teste
pH c/NaHCO <sub>3</sub>	7.2 +/- 0.2		7.25
Bactérias e fungos	Sem crescimento	UFC	Sem crescimento
Endotoxinas	≤ 10.0	EU/mL	≤ 1
<i>Mycoplasma</i>	Negativo	qPCR	Negativo

---

Assinado eletronicamente