




DMSO (DIMETILSULFÓXIDO)

Código Nº: BR2650-01 - 100 mL

Armazenamento: 10-30°C



PRODUTO: DIMETILSULFÓXIDO – HIBRIDOMAS – 100 mL		FAB: Mar/2017 VAL: Mar/2021
LOTE: 876.90B	FÓRMULA: (CH ₃) ₂ SO	PM: 78,13
CAS: 67-68-5	ONU:	

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teor	Min. 99,7%	99,93%
Aparência	Líquido claro	Líquido claro
Resíduo após evaporação	Max. 0,0005%	<0,0005%
Ácidos tituláveis	Max. 0,001 mEq/g	< 0,001 mEq/g
Água por K.F	Max, 0,05%	<0,05%
Cor (apha)	Max. 10	<10

Condições de armazenamento: Temperatura ambiente

OBS: Laudo técnico transcrito do original.