

---

## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**Produto: DMEM-Ham'S F12**  
**L-Glutamina e Bicarbonato de Sódio (1,2 g/L)**


**Lote: 050.817BT1**

**Código: BR30004-05**

**Data de Produção: 31/Jul/2017**

**Data de Validade: 31/Jul/2018**

<b>Teste</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidades</b>	<b>Resultados</b>
<b>Aspecto</b>	<b>Líquido groselha, transparente</b>		<b>de acordo</b>
<b>pH c/NaHCO<sub>3</sub></b>	<b>7.2 +/- 0.2</b>		<b>7.18</b>
<b>Bactérias e fungos</b>	<b>Sem crescimento</b>		<b>Sem crescimento</b>
<b>Endotoxinas</b>	<b>≤ 10.0</b>	<b>EU/mL</b>	<b>≤ 2,0</b>
<b><i>Mycoplasma</i></b>	<b>Negativo</b>	<b>qPCR</b>	<b>Negativo</b>
<b>Osmolaridade c/NaHCO<sub>3</sub></b>	<b>330 +/- 5%</b>	<b>mOsm/Kg H<sub>2</sub>O</b>	<b>325</b>



**Responsável Técnico**  
**LGC Biotecnologia Ltda.**