

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Piruvato de Sódio Solução 100 mM

100 X Concentrada

Código Nº: BR30239-01


Volume: 100 mL

Lote: 300.517T

Catálogo: BR30239-01

Validade: 25/Mai/2019

Teste	Especificação	Unidades	Resultados
Aspecto	Solução clara transparente		De acordo
pH	7,0 – 7,2		7,18
Esterilidade	Bactérias e fungos	UFC	Sem crescimento
Endotoxinas	≤ 4,00	EU/mL	De acordo
<i>Mycoplasma</i> sp	Negativo	(qPCR)	Negativo
Osmolaridade	180+/-5%	mOsm/KgH ₂ O	178 mOsm/kH ₂ O



Responsável Técnico
LGC Biotecnologia Ltda.