



CLORETO DE AMONIO P.A.

PRODUTO: CLORETO DE AMONIO P.A.		FAB:
LOTE: 68191	FÓRMULA: NH ₄ Cl	VAL:
CAS: 12125-02-9	ONU:	PM: 53,49
Código: 13-10053-05		Apresentação: 500 g

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teor	Min. 99,5%	99,64%
pH (sol. 5% a 25°C)	4,5 – 5,5	5,35
Resíduo após ignição	Max. 0,01%	<0,01%
Metais pesados (Pb)	Max. 0,0010%	<0,0010%
Ferro (Fe)	Max. 2ppm	<2ppm
Fosfato (PO ₄)	Max. 2ppm	<2ppm
Sulfato (SO ₄)	Max. 0,002%	<0,002%
Insolúveis em H ₂ O	Max. 0,005%	<0,005%
Ppt de Ca e Mg	Max. 0,002%	<0,002%

Assinado eletronicamente

Condições de armazenamento: Conforme FISPQ

OBS: Laudo técnico transcrito do original.