



CARBONATO DE SÓDIO ANIDRO P.A

Código: 13-11427-02

PRODUTO: CARBONATO DE SÓDIO ANIDRO PA - ACS		FAB:
		VAL:
LOTE: 300.115TR	FÓRMULA: Na ₂ CO ₃	PM: 105,99
CAS: 497-19-8	ONU:	250 g
		Cód.: 13-11427-02

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teor	Min. 99,5%	99,9%
Subs. Insolúveis	Max. 0,01%	<0,01%
Cloreto (Cl)	Max. 0,001%	<0,001%
Compostos de nitrogênio (N)	Max. 0,001%	<0,001%
Ppt de NH ₄ OH	Max. 0,01%	<0,01%
Ppt Ca e Mg	Max. 0,01%	<0,01%
Perda por secagem a 285°C	Max. 1,0%	<1,0%
Metais pesados (Pb)	Max. 5ppm	<5ppm
Ferro (Fe)	Max. 5ppm	<5ppm
Arsênico (As)	Max. 1ppm	<1ppm
Potássio (K)	Max. 0,005%	<0,005%
Fosfato (PO ₄)	Max. 0,001%	<0,001%
Sílica (SiO ₄)	Max. 0,005%	<0,005%
Densidade	2,53	ok
Compostos sulfurosos (SO ₄)	Max. 0,003%	<0,003%

Assinado eletronicamente

Condições de armazenamento: Conforme FISPQ

OBS: Laudo técnico transcrito do original.