



CLORETO DE POTÁSSIO, ULTRAPURO

Código N°:

13-1070-05: 500 g

FÓRMULA: KCl

PM: 74,55

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teor	99,0 – 100,5%	100,49%
Metais pesados (Pb)	Max. 0,0005%	<0,0005%
Ferro (Fe)	Max. 0,0003%	<0,0003%
pH (sol. 5% a 25°C)	5,4 – 8,6	6,2
Iodeto (I)	Max. 0,002%	<0,002%
Magnésio (Mg)	Max. 0,001%	<0,001%
Cálcio (Ca)	Max. 0,002%	<0,002%
Cloreto e Nitrato	Max. 0,003%	<0,003%
Sulfato (SO ₄)	Max. 0,001%	<0,001%
Fosfato (PO ₄)	Max. 0,0005%	<0,0005%
Sódio (Na)	Max. 0,005%	<0,005%
Brometo (Br)	Max. 0,01%	<0,01%
Bário (Ba) (Ca. 0,001%)	Max. 0,001%	<0,001%
Materiais insolúveis	Max. 0,005%	<0,005%

LGC Biotecnologia Ltda.
Rua Pasadena, 235 – Parque Industrial San José
CEP: 06715-864
Fone-Fax: 55 11 4614 8070